



Asistente de Tos (Cough Assist)

In-Exsuflador Mecánico
COMFORTCOUGH® II (CC20)



ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de Tubuladura

Manija

Puerto USB

Pedal

Placa de Oximetría
de Pulso

Batería Desmontable



1 AÑO DE GARANTÍA

Importador directo
Servicio post venta

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Especificaciones			
Dimensiones	288x245x212 mm	Oscilación	Amplitud:1-10 cmH2O/ Frecuencia 1-20Hz
Peso	5Kg (sin accesorios)	Modo Percutor	10-780golpes x min (13Hz) 0-70cmH2O
Características de Terapia	Disparo por Flujo (CoughSync)	Oximetría opcional	SPO2,Frecuencia de pulso
Rango de Presiones	-70 a +70 cmH2O	Control Remoto	Pedalera
Flujo Inhalación	Bajo, Medio, Alto	Manejo de Datos	Tarjeta SD/COMFORTReader
Tiempo de Pausa In-Ex	0 a 5 seg.	Backup Energía	Batería Removible
Grafico Presión	Barra o Curva	Soporte Tubuladura	Incluido en el Gabinete
Modos de Operación	Auto/Manual/Percusión/Sin Ajuste	Alimentación	100-240VAC,50/60Hz, 120VA
Ajustes Pre configurados	9	Protección Eléctrica	BF,Clase II
Grado de Protección	IP21		

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

COMFORTCOUGH II CC20

Equipo, Batería Removible, Tarjeta SD, Tubuladura, Mascara, Filtro Viral/Bacterial y adaptador

Banda Percusión; Rango S-L	CV-100123-5	Tubuladura 100cm	38052
Batería Removible	D60000	Tubuladura 120cm	38017
Kit Oximetría Pulso		Tubuladura 150 cm	38053
Mascara, medida 3, 4, 5	5353,5354,5355	Tarjeta SD	1A6055
Filtro Viral/Bacterial	70015	Filtro Aire	1A6035
Adaptador (Normal)	74505	Adaptador(Exhalación)	54032

