

## yuwell

### 7E-C Aspirador a diafragma

- » Portátil y fácil de transportar.
- » Adecuado para uso en el hogar o en institución médica.
- » Bomba a pistón libre de aceite, no necesita mantenimiento.
- » Diseño avanzado de protección contra el flujo, que puede evitar que el pus y la mucosidad se filtren en el aspirador.
- » Silencioso y preciso.
- » Accesorios incluidos: Catéter de succión para adulto y niño, Filtro de aire, Frasco 1 litro, Manual de usuario.



Potencia de entrada:  
90VA



Max. Valor de presión negativa:  
>-0,075MPa



Velocidad de bombeo: >-17L / min



Ruido de operación:  
<-65dB (A)



Sistema de trabajo:  
ejecución corta.

### 7E-G Modelo Opcional

- » **CON BATERÍA NI-MH DE LITIO**
- » Ideal para Emergencias.
- » Autonomía: 30 minutos.
- » Tiempo de carga: 4 horas.
- » Luz roja indicadora de carga.

