

yuwell

7F-5 Concentrador de Oxígeno



- » Para uso continuo de 24 horas.
- » Vida útil: mas de 30.000 horas.
- » Compresor sin aceite.
- » Silencioso y eficiente.
- » Con filtro de aire limpio.
- » Accesorios incluidos: Canula Nasal, Vaso Humificador, Kit Nebulizador, Manual de Usuario

CUATRO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

- 1 Advertencia de baja concentración de oxígeno: Visual y alarma cuando la pureza del oxígeno es $< 82\%$.
- 2 Falla de ciclo.
- 3 Falla de energía-
- 4 Falla del compresor

Parámetros Básicos



Flujo: 5L (Litros)



Pureza: $93\pm 3\%$



Peso: 22kg.



Tamaño: 43 * 36 * 59 cm

