

## yuwell

### YH560 APAP Auto-CPAP Presión positiva automática de la vía aérea



- » Portátil
- » Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas
- » Equipo ultra silencioso <28 dB
- » Rango de presión: 4-20 cmH2O
- » Tiempo de rampa: 0 – 45 min
- » Ajuste automático de presión
- » Compensación por altitud
- » Alarmas
- » **Accesorios:** Tubuladura reusable, mascara , bolso de transporte, humidificador, cable 220V, manual del usuario



Estructura que se separa fácilmente. Así, el PAP puede usarse individualmente.



Claridad de la información.



Bloqueo superior del tanque humidificador



Auto On/Off.

### MODELO OPCIONAL YH450 APAP Auto-CPAP



### HUMIFICACIÓN INTELIGENTE Y AJUSTE MÁS PRECISO DE PRESIÓN

Además de las características del modelo YH560, cuenta con:

- » Interface más simple
- » Breathcare+ APP
- » Nuevo conducto de aire, mejorando un 20% el flujo y reduciendo la impedancia un 10%