

## yuwell

### YH730S BPAP/BiPAP Presión **continua** positiva **2 niveles (Bi-level)**



- » Portátil
- » Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas.
- » Equipo ultra silencioso <28 dB
- » Rango de presión: 0-30cmH2O
- » Tiempo de rampa: 0 – 45 min
- » Ajuste automático de presión
- » Compensación por altitud
- » Alarmas
- » Accesorios: Tubuladura reusable, Máscara , Bolso de transporte, Humificador, Cable 220V, Manual del usuario.

El BiPAP con frecuencia posibilita una ventilación controlada por presión/tiempo, permitiendo al paciente poder respirar espontáneamente.



Estructura que se separa fácilmente. Así, el PAP puede usarse individualmente.



Claridad de la información.



Bloqueo superior del tanque humidificador



Auto On/Off.

### MODELO OPCIONAL Generación II YH830 BPAP/ BiPAP

**HUMIFICACIÓN INTELIGENTE Y AJUSTE MÁS PRECISO DE PRESIÓN**  
Además de las características del modelo YH560, cuenta con:

- » Interface más simple
- » Breathcare+ APP
- » Nuevo conducto de aire, mejorando un 20% el flujo y reduciendo la impedancia un 10%

