

 DAIWHA
DT400 Electrobisturí

El MEDITOM DT-200S/150S es un electrobisturí multipropósito que cubre las necesidades de los quirófanos y centros de cirugía mas modernos



AMPLIA SELECCIÓN DE MODOS



A

1 modo de corte Bipolar
2 modos de coagulación Bipolar

B

4 modos de corte Monopolar

C

3 modos de coagulación Monopolar



ESPECIFICACIONES

- » Corte: Pure 300~400 W Blend 1~3 - 100~230 W
- » Coag: Contact 80~100 W Spray 80 W
- » Bipolar: Cut 80~99 W Standard 80~80 W
- » Frecuencia (Khz) : 400 , 433 , 490

SISTEMA D.R.M.

(Monitoreo de Placa Paciente)

Está diseñado para desactivar el equipo previniendo daños o quemaduras al paciente durante el procedimiento quirúrgico.

En caso de pérdida de contacto de la placa paciente se emite una alarma acústica y se bloquea la entrega de potencia por parte del equipo.

FUNCIONA SOLAMENTE CON PLACAS ADHESIVAS DOBLES

AREAS DE USO

- » Cirugía General
- » Dermatología
- » Endoscopia
- » Cirugía Vascular
- » Ginecología
- » Cirugía Torácica/Cardíaca
- » ORL
- » Cirugía Pediátrica
- » Cirugía Minimamente Invasiva
- » Neurocirugía
- » Cirugía Plástica
- » Traumatología y Ortopedia
- » Urología
- » Resección Trans Uretral



ALTÍSIMA COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS

- » Permite el uso con la mayoría de marcas de accesorios.
- » Frente con distintos tipos de conectores

Producto	Electrobisturi
Modelo	MEDITOM DT 400S
Frecuencia RF	400KHz+/-10%,482KHz+/-10%
Modulación	33KHz
Corriente de Pérdida HF	Menor a 150 ma

Corriente de Pérdida 50/60Hz	Electrodos a tierra: <0.01ma
Alimentación	120/230(+/-10%),50/60 Hz
Dimensiones	147x330x417 mm
Peso	18 Kg
Consumo	900 VA