



## COMEN

### CM1200B

## Electrocardiógrafo 12 Canales

- » Display LCD color 5.7" Multitouch.
- » Papel laminado 122 mm, plegable en Z.
- » 12 derivaciones.
- » Manual y automático.
- » 122 opciones de diagnóstico.



WiFi



Recarga de batería  
ultra rápida



Diseño ligero  
y portátil



Más de 7 horas  
de autonomía

## DETALLES TÉCNICOS



Teclado  
retroiluminado.



Distintos formatos de impresión:  
12X1, 6X2+1R, 3x4+1R,  
auto análisis.



**1 AÑO DE GARANTÍA**

Importador directo  
Servicio post venta

## Características

- » Pantalla TFT color de 5.7 pulgadas
- » Diseño de teclado simple y claro, retroiluminado.
- » Memoria interna de 300 registros de ECG.
- » Filtro digital de alta precisión (filtro EMG, filtro de CA, filtro de derivacion, filtro de pulso bajo).
- » 122 tipos de informe de diagnóstico.
- » 120 segundos de revisión e impresión de formas de onda de ECG.
- » Apto para rollos de papel de 210mm y plegable (resmas) en Z
- » Puerto USB para conexión de impresora externa y transmisión de datos.
- » Sistema de gestión PC-ECG.
- » Modo de trabajo: Auto, Manual, Ritmo.

## Interface




Lead indicador de estado

Interfaz de configuración general

Interfaz de ingreso de datos del paciente

Interfaz de configuración de impresión

## Distintos formatos de impresión



Distintos formatos de impresión:  
12X1, 6X2+1R, 3x4+1R, auto análisis