



Pantalla táctil color TFT de 4,3"
Textos y gráficos de calidad

EN-V7 VOLUMÉTRICA

- » ADMITE CUALQUIER TIPO DE SET DE INFUSIÓN.
- » Rango de Flujo 0,01ml/h – 1200 ml/h.
- » Alta Precisión $\pm 5\%$.
- » Apta para Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal.
- » 4 niveles de presión de oclusión ajustables.
- » Sensibilidad de alarma de burbuja ajustable.
- » Batería Li-Ion de alta duración.
- » Protección IP24 contra ingreso de líquidos.
- » Admite cualquier tipo de set de infusión.
- » Rutina de calibración para una marca de set de infusión.
- » Librería de Drogas Incorporada.
- » Peso : 1.5kg.
- » Rutina de calibración para las diferentes marcas de sets de infusión.

EN-S7 DE JERINGA

- » PERMITE UTILIZAR CUALQUIER MARCA DE JERINGA.
- » Rango de Flujo 0,01ml/h – 1500 ml/h.
- » Alta Precisión $\pm 2\%$.
- » 4 niveles de presión de oclusión ajustables.
- » Apta para Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal.
- » Batería Li-Ion de alta duración.
- » Protección IP24 contra ingreso de líquidos.
- » Permite utilizar cualquier marca de jeringa.
- » Incorpora rutina de calibración para una marca de jeringa.
- » Librería de Drogas Incorporada.
- » Función Anti-Bolo automática.
- » Reconocimiento automático de tamaño de jeringa.
- » Peso : 1.7kg.
- » Rutina de calibración para las diferentes marcas de jeringas.



Pantalla táctil color TFT de 4,3"
Textos y gráficos de calidad



1 AÑO DE GARANTÍA
Importador directo
Servicio post venta