



BT-500 Incubadora

» MODULO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- » Al contar con doble pared y cortina de aire, la temperatura y la humedad se mantienen constantes.
- » Diseñada para funcionar con mínimos ruidos de operación.
- » Inclinación adecuada para realizar movimientos de Trendelemburg y Anti Trendelemburg.
- » Display con excelente visión de parámetros



DETALLES TÉCNICOS



Cajón de gran tamaño para guardado



El tanque de agua puede ser esterilizado en autoclave



Display Led color con excelente visión de parámetros



Altura del colchón ajustable



1 AÑO DE GARANTÍA
Importador directo
Servicio post venta

Categoría		Incubadora Neonatal
Temperatura Aire	Control	Normal: 23-37 C Override: 37-39 C
	Medición	20-45 C +/- 0.5
Temperatura de Piel	Control	Normal: 35-37.5 C Override: 37.6-39 C
	Medición	25-45 C +/-0.3
Humedad	Control	30-95%
	Medición	15-99 +/-5%
	Sistema	Vapor(agua a 100 C)
	Depósito de Agua	1000ml (autoclavable)
Balanza	Medición	0-10Kg+/-10g
	Tendencia	216 horas
O2	Control	21-65+/-5%
	Medición	18-100+/-5%
Oximetria Masimo*	Control	1-100%
	Presición	+/-3%(70-100%) No Especificada(0-69%)
	Rango Pulso	25-240bpm+/-3bpm
Camara CCD*	Resolución	2.5 Mpixel
	Transferencia de Datos	WiFi
Carcaza	Portillos	6
	Entradas Tabuladoras	6
	Estructura	Doble Pared
	Cortina de Aire	Si
	Nivel Sonoro	<40 dB
Camilla	Inclinación	<12°
	Colchón	72x39x2 cm
	Bandeja Porta Placa	35x40 cm
Elevacion*	Altura	65-85 cm
Fijacion Barral IV*	Carga Max.	11Kg
Barral IV*	Carga Max.	2 Sueros
Canasto*	Carga Max.	10Kg
Estante	Carga Max.	1Kg
Filtro aire	Tamaño Particulas	0.3 micrones
	Eficiencia	99.8%
General	Display	7" TFT Color
	Tendencias	72 horas
	Alarmas	27 Eventos(visual y Sonora)
	Tiempo Calentamiento	<30 min(modos FAST)
	Autodiagnostico	Al Encendido
	Selección de Idiomas	Si
	Guia Rapida	Incorporada
Dimensiones	Standard	1354x1024x600 mm
	Con Ajuste altura*	1244-1444 mm
Peso	Standard	99.3Kg
	Máximo	117.5Kg
Garantía	Unidad Principal	2 años

*Opcional