

yuwell

403A Nebulizador a compresor

- » Capaz de nebulizar el líquido del medicamento original, sin necesidad de agregar agua para diluirlo.
- » Uso completo del medicamento: no deja residuos.
- » Bajo nivel de ruido.
- » Apto para todo tipo de pacientes.
- » No necesita mantenimiento. Posee una válvula de alta eficiencia sin aceite.
- » Diseño patentado para la ranura de sujeción.
- » Accesorios incluidos: Filtro, Mascara para adulto y niño, Pipeta Nebulizadora, Manguera plástica, Manual de usuario.



Fuente de alimentación:
ac220v + -22v,
50 + -1hz



Bomba de compresión de presión negativa máxima:
-0,15MPa



Bomba de compresión de flujo de aire libre:
- 10L / min



Velocidad máxima de nebulización:
-0,1mL / min



Ruido de operación:
<-65dB (A)

403AI Modelo Opcional

INCLUYE COMPARTIMIENTO PARA COLOCAR ACCESORIOS

Accesorios incluidos: Filtro, Mascara para adulto y niño, Pipeta Nebulizadora, Manguera plástica, Manual de usuario.

