



## Servocuna BT-550

- » Servo control de temperatura (Manual, Bebé, Precalentamiento).
- » Cabezal giratorio y bandeja porta chasis radiográfica.
- » Inclinación de colchón para Trendelemburg.
- » Paredes laterales de fácil remoción para acceso rápido y limpieza.
- » Timer APAGAR de 1, 5, 10 minutos.
- » Luz LED de examen con tres niveles de intensidad.



### DETALLES TÉCNICOS



**Cabezal Giratorio**



**Inclinación\***



**Laterales removibles**



**Luz de examen a LED**



# Servocuna BT-550 - Especificaciones Técnicas

Modelo	BT 550	
Categoría	Servocuna	
Modos de Control Temperatura		Pre calentamiento/Bebe/Manual
Temperatura de Piel	Control	34-38 C
	Medición	26-42 +/-0.3 C
Calefactor	Tipo	Infrarojo
	Control	0-100%/20 niveles
	Potencia	600W
	Vida Util	5000 horas
	Rotacion	90°
Temporizador APGA	Ajuste	0-59min 59 seg
	Beep Aviso	1,5,10 min
Luz de Exámen	Potencia	40W( 4 LED 10W)
	Control	3 Niveles
	Intensidad	>7000 lx
Balanza*	Medición	0-10Kg+/-10g
Oximetria Masimo	Medición	1-100%
	Precisión	+/-3%(70-100%) Sin Especificar(0-69%)
	Rango frecuencia pulso	25-240bpm+/-3bpm
Camilla	Inclinación*	<15°
	Colchon	80x49x2 cm
	Portachasis RX	35x40 cm
Elevación Columna*	Altura	65-85 cm
Bandeja Auxiliar*	Carga Max.	11 Kg
Portasueros		2 Ganchos
Canasto	Carga Max.	10Kg
Suministro de Oxígeno*		Regulador, Grampa Humidificador
General	Display	7" TFT color
	Alarmas	6 Eventos ( Visual/Acustica)
	Autotest	Al Arranque
	Control Nivel	De burbuja
Dimensiones	Standard	1890x1027x690 mm
	Con Elevación	1780-1980 mm
Peso	Standard	83 Kg
	Máximo	98 Kg
Garantía	Unidad Principal	2 años

\*Opcional

